

# CARGA IMEDIATA 2.0: INOVAÇÃO QUE TRANSFORMA A SUA PRÁTICA DIÁRIA

RHEIN 83

**PORTO – 21 DE MAIO**  
17:00H · HOLIDAY INN PORTO GAIA

**LISBOA – 22 DE MAIO**  
17:00H · RIVIERA HOTEL CARCAVELOS



Dr. Emiliano Ferrari



## PROGRAMA

As reabilitações de arcada total continuam a representar um desafio clínico complexo, entre fluxos de trabalho exigentes, limitações estéticas e soluções pouco eficientes. Este curso apresenta um conceito inovador de **prótese fixa sem parafusos**, desenvolvido para simplificar procedimentos e melhorar o controlo clínico.

### O desafio clínico

- A complexidade das próteses de arcada total
- Limitações das soluções fixadas por parafusos
- Fluxos de trabalho demorados e risco de erros
- Limitações estéticas, especialmente no acesso aos parafusos

### Uma revolução sem parafusos

- Conceito de arcada total fixa 100% sem parafusos
- Filosofia Easy Fix e fundamentação clínica
- Compatibilidade com todas as marcas, diâmetros e plataformas de implantes
- Uma única conexão protética para todos os casos

## PRINCIPAIS VANTAGENS

### Eficiência e simplicidade

- Um único canal de parafuso - redução do tempo na cadeira
- Fluxo de trabalho protético simplificado
- Plataforma protética unificada (análogo, scan body, chave, fotogrametria)

### Fiabilidade mecânica e clínica

- Anéis Seeger - estabilização garantida do implante
- Elevada estabilidade primária
- Inserção e remoção segura e controlada

### Flexibilidade

- Funciona com implantes já existentes em boca
- Simplifica protocolos cirúrgicos complexos

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CLÍNICOS

- Eliminação do acesso ao parafuso bucal
- Aplicação imediata do Easy Fix em locais críticos
- Tratamento de divergência de implantes até 60°
- Melhoria da estética em implantes com inclinação vestibular
- Higiene e manutenção simplificadas após a colocação

## FLUXO DE TRABALHO E PROTOCOLO CLÍNICO

- Fluxo de trabalho passo a passo (cadeira + laboratório)
- Integração do protocolo de carga imediata
- Inserção e remoção atraumática com dispositivo de desbloqueio
- Otimização dos tempos clínicos durante o procedimento

## BENEFÍCIOS CLÍNICOS PARA OS PACIENTES

- Melhor estética (sem acesso visível aos parafusos)
- Tratamentos mais rápidos
- Remoção mais confortável da prótese
- Melhor higiene e manutenção a longo prazo

## DEBATE INTERATIVO E SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

- Debate clínico aberto
- Partilha de casos
- Gestão de objeções



since 2008  
**GOLDENTAV**  
DENTAL PRODUCTS

Para mais informações:  
(+351) 224 884 026

Contacte o seu gestor de cliente

geral@goldentav.com - www.goldentav.com